

CYBOW™ 10M Urinteststreifen 10 Parameter



Packungsinhalt:

100 Teststreifen

Beschreibung:

Zur Verwendung mit dem CYBOW™ Reader 300 und dem CYBOW™ R50 Urin-Analyser. Teststreifen für die schnelle Bestimmung von: Bilirubin, Blut, Glukose, Keton, Leukozyten, Nitrit, pH, Protein, spezifischem Gewicht und Urobilinogen aus Harn. Mit Farbkompensationsfeld.

Hinweis:

Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anleitung.