

# diamet®

## diamet® Pen Kanülen



31G 6mm x 0,25mm

PZN: 05737751



### Packungsinhalt:

100 Stck. sterile Pen Kanülen

### Beschreibung:

- für den Gebrauch mit Injektionshilfen von B.Braun, BERLIN-CHEMIE, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen-Mumford, Sanofi-Aventis
- Nadellänge: 6mm
- Nadelstärke: 31G 0,25 mm
- mit einer Nadelspitze in konischer Form und einer polierten Oberfläche
- die Nadeln sind ultra-spitz geschliffen
- poliert und silikonbeschichtet
- mit moderner "thin-wall" - Technologie

### Hinweis:

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anleitung.