

diamet®
mySafety



diamet® mySafety Sicherheits-Pen-Kanüle

31G 0,25 mm x 6 mm

PZN: 11032440

Packungsinhalt:

100 Stck. sterile Sicherheits-Pen-Kanülen
Gebrauchsanweisung



Beschreibung:

- Versteckte Nadel zum Schutz vor Nadelstichverletzungen
- Exklusives Nadel-Sperrsystem verhindert Mehrfachverwendung
- Außergewöhnliche Qualität gewährleistet eine sanfte Injektion
- Sanfte Berührung durch den Gleitschild-Belag mit verringertem Druck auf die Injektionsstelle
- Nadelsichtfenster zur unkomplizierten Kontrolle des Insulinflusses
- Fester und sicherer Griff durch flügelförmiges Design
- Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250 in Deutschland und der Richtlinie 2010/32/EU

Hinweis:

Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anleitung.