

Optimac® Schwangerschafts-Frühtest



PZN: 01677383

Packungsinhalt:

1 Komplett-Test
Beipackzettel

Beschreibung:

Schwangerschaftsfrühtest zur qualitativen Bestimmung von humanem Chorion-Gonadotropin (hCG) im Urin. Bei der Verwendung des Tests sind zwei verschiedene Methoden (Mittelstrahl- und Eintauchmethode) möglich. Die sichere Nachweisgrenze dieses Tests beträgt 25mIU/mL. Die hohe Empfindlichkeit des Tests ermöglicht aber oftmals schon den Nachweis von Konzentrationen ab 15mIU/mL.

Hinweis:

Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anleitung.