

Inkoline Beinbeutel 750ml

HIMI-Nr.: 15.25.05.3101

Artikel-Nr.: 1446

Packungsinhalt:

1 Stck.

Inkoline Beinbeutel 750 ml

- Beinbeutel mit einem Volumen von 750 ml
- Überleitungsschlauch 50 cm Länge
- kürzbarer Schlauch mit zusätzlichem Ansatzstück
- inkl. zwei Befestigungsbändern
- einseitige Vliesbeschichtung
- Rücklaufventil
- mit T-Ablasshahn
- mit Ansatzschlauch für Bettbeutel
- steril

Hinweis:

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anleitung