

Inkoline Tag & Nachtbeutel

1000ml

HIMI-Nr.: 15.25.07.1011

Artikel-Nr. 90 cm Schlauch: 1448

Artikel-Nr. 60 cm Schlauch: 1449

Artikel-Nr. 30 cm Schlauch: 1450

Packungsinhalt:

1 Stck.

Inkoline Tag & Nachtbeutel mit Überleitschlauch (30 cm, 60 cm oder 90 cm Länge)

- belüfteter Urinbeutel 1000 ml
- nadelfreie Probenentnahme
- Überleitungsschlauch 30 cm, 60 cm oder 90 cm Länge
- Tropfkammer mit Schutzventil zur Verhinderung der retrograden Keimwanderung
- Antirefluxventil
- Bodenablassventil mit Einstecklasche
- inkl. zwei Befestigungsbändern und Kordel
- einseitige Vliesbeschichtung
- mit T-Ablasshahn
- steril

Hinweis:

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anleitung

SanTecTrade GmbH

Vertrieb: Am Tiefen See 5/1-2 | 75433 Maulbronn

tel.: 07043 / 95 899-0 | fax: 07043 / 95 899-50 | e-mail: info@santectrade.de